



SHRANJEVANJE STERILNEGA MATERIALA

Št. dokumenta/koda:	UČE NP 20.27
Stran od strani:	1/4
Velja od:	15. 1. 2025
Uporaba najmanj do:	15. 1. 2030
Izdaja:	1. verzija

1. Namen in cilji aktivnosti

Zagotavljanje sterilnosti materiala do uporabnika.


Ključne besede: shranjevanje, zaščita, kontrola sterilnega materiala

2. Aktivnost ZBN lahko izvede (skladno s kompetencami)

IZBN		Omejitev, pripombe
Bolničar negovalec	NE	
Tehnik zdravstvene nege	DA	z opravljenim uvajalnim izobraževanjem
Tehnik zdravstvene nege, 38. člen ZZDej-K	DA	z opravljenim uvajalnim izobraževanjem
Diplomirana medicinska sestra	DA	z opravljenim uvajalnim izobraževanjem
Diplomirana babica	DA	z opravljenim uvajalnim izobraževanjem
Študent zdravstvene nege	DA	pod nadzorom
Študent babiške nege	DA	pod nadzorom

Predviden čas za izvedbo aktivnosti	Prilagojen na količino (30 - 80 minut)
--	--

Potrebno število oseb za izvedbo aktivnosti	Ena (1)
--	---------

Skrbnik NP		Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji
-------------------	---	---


3. Kratice uporabljene v protokolu

Kratice	Opis
IZBN	Izvajalec zdravstvene / babiške nege
ZBN	Zdravstvena/babiška nega
NP	Nacionalni protokol
ZZDej-K	Zakon o zdravstveni dejavnosti, neuradno prečiščeno besedilo zakona

4. Potrebni pripomočki

- Sterilni material.
- Omare, predali, police, košare.
- Nalepka z datumom sterilizacije in rokom uporabe ter šaržno številko.
- Informacijska podpora sledljivosti materiala.
- Dodatna zaščita pred prahom in vlago.
- Pripomočki za nadzor temperature in vlažnosti zraka.

- Pripomočki za dokumentiranje.


 <p>Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije</p> <p>Ob Železnici 30 a, 1000 Ljubljana Tel: 01 544 54 80 e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si</p>	<p>NACIONALNI PROTOKOL AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE</p> <p>SHRANJEVANJE STERILNEGA MATERIALA</p>	Št. dokumenta/koda:	UČE NP 20.27
		Stran od strani:	2/4
		Velja od:	15. 1. 2025
		Uporaba najmanj do:	15. 1. 2030
		Izdaja:	1. verzija

5. Potek/izvedba aktivnosti zdravstvene nege

		Opombe
1.	Po sterilizaciji mora biti sterilni material pred shranjevanjem popolnoma ohlajen.	Preprečevanje nabiranja kondenzata v ovojninah in zabojnikih.
2.	Sterilni material mora biti opremljen z datumom sterilizacije, rokom sterilnosti, kemičnim indikatorjem sterilnosti, sledilno nalepko s šaržno številko in inicialkami odgovorne osebe.	Za dokazljivost sterilizacijskega postopka in sledljivost.
3.	Transport sterilnega materiala poteka v čistih razkuženih vozovih ali dvigalih.	Preprečimo poškodbe in onesteriljenje materiala.
4.	Za shranjevanje zalog sterilnega materiala je najprimernejši aseptični prostor, zaprta omara in predali.	Zaščita pred prahom, vlago, viri toplote in dnevno svetlobo.
5.	Sterilni material vedno zlagamo po datumu sterilnosti, od leve proti desni oziroma od zadaj naprej.	Preprečevanje poteka datuma sterilizacije.
6.	Hrambe s sterilnim materialom morajo imeti primerno temperaturo in vlažnost zraka ter brez direktne sončne svetlobe.	Temperatura zraka: 18 - 25 °C in relativna vlaga v zraku: 40 - 75 %.
7.	Sterilni material mora biti shranjen po namembnosti in označen.	Čim manj preprijemanj in s tem manj mikro-poškodb ovojnine.
8.	Ovojnine, kot so folije in rokavi s sterilnim materialom, ne smejo biti prepognjene. Z njimi je potrebno ravnati previdno.	Preprečevanje možnosti poškodb ovojnine in s tem onesteriljenje materiala.
9.	Sterilni material na prevezovalnih vozičkih mora biti shranjen racionalno (čim manj), če je mogoče samo za 24 ur.	Zaradi odprtih vozičkov in manipulacije po bolniških sobah s tem preprečimo možnost onesteriljenja.
10.	Potrebna so redna preverjanja rokov sterilnosti in poškodb sterilnega materiala.	Preprečevanje pretoka roka sterilnosti in uporabe poškodovanih sterilnih setov.
11.	Dokumentiranje in vodenje evidenc nadzora nad shranjevanjem.	Odgovorno ravnanje s sterilnimi seti in zagotavljanje sledljivosti.
12.	Skrbno racionalno in natančno naročanje sterilnega materiala.	Preprečevanje poteka roka sterilnosti in gospodarno ravnanje s sterilnimi seti.

6. Opombe, omejitve protokola:

Le s pravilnim, skrbnim in odgovornim ravnanje ter shranjevanjem omogočimo varno uporabo sterilnega materiala pri pacientu.

 <p>Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babič in zdravstvenih tehnikov Slovenije</p> <p>Ob Železnici 30 a, 1000 Ljubljana Tel: 01 544 54 80 e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si</p>	<p>NACIONALNI PROTOKOL AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE</p> <p>SHRANJEVANJE STERILNEGA MATERIALA</p>	Št. dokumenta/koda:	UČE NP 20.27
		Stran od strani:	3/4
		Velja od:	15. 1. 2025
		Uporaba najmanj do:	15. 1. 2030
		Izdaja:	1. verzija

7. Temeljna literatura:

- Chobin, N. (2018). Maintaining proper sterile storage conditions. [Maintaining Proper Sterile Storage Conditions \(infectioncontroltoday.com\)](https://www.infectioncontroltoday.com)
- Piletič, N., Pristavec, T., Kadunc, T., & Pervinšek, S. (2024). Priporočila za delo v sterilizaciji. (Verzija 2.). Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babič in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji.
- Provincial infectious diseases advisory committee. (2023). Infection prevention and control. *Storage Areas for Sterile Items and Maintaining Sterility*. [Storage Areas for Sterile Items and Maintaining Sterility \(publichealthontario.ca\)](https://www.publichealthontario.ca)
- World forum for hospital sterile supply education group. Guideline No. 04. (2012). Reprocessing of Medical Devices in/for Healthcare Establishments. [WFHSS Guideline No. 04 - Reprocessing of Medical Devices in/for Healthcare Establishments](https://www.wfhss.org)
- World Health Organization & Pan American Health Organization (2016). *Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities*. [1-118 BenedettaFinal5 \(who.int\)](https://www.who.int)

8. Podrobnejša in dodatna navodila - povezava z drugimi dokumenti (priloge k NP)

Številka priloge	Naziv dokumenta

9. Pregled zadnjih sprememb v dokumentu

Zap. št.	Sprememba v točki:	OPIS SPREMEMBE



Zbornica zdravstvene in babiške nege
Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Ob Železnici 30 a, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80
e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

NACIONALNI PROTOKOL AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

SHRANJEVANJE STERILNEGA MATERIALA

Št. dokumenta/koda:	UČE NP 20.27
Stran od strani:	4/4
Velja od:	15. 1. 2025
Uporaba najmanj do:	15. 1. 2030
Izdaja:	1. verzija

10. Potrditev dokumenta

	organ	Številka sklepa	datum	Odgovorna oseba
I. SKLEP O USTREZNOSTI NP	Delovna skupina za nacionalne protokole Zbornice- Zveze	29/2024	12. 12. 2024	Klavdija Ursini
II. SKLEP O USTREZNOSTI NP	Upravni odbor Zbornice - Zveza	437/46	14.1. 2025	Monika Ažman

	FUNKCIJA/ ORGAN	IME IN PRIIMEK
PRIPRAVIL:	Strokovnjaki Strokovne sekcije MS in ZT v sterilizaciji	Blanka Muzga, Tanja Pristavec
PREGLEDALI:	Strokovne službe Zbornice – Zveze / PVK	Draga Štromajer
ODOBRIL:	Predsednica Zbornice – Zveze	Monika Ažman
SKRBNIK DOKUMENTA:	Predsednik/ca Strokovna sekcija MS in ZT v sterilizaciji	Tanja Pristavec

Distribucija dokumenta: interna uporaba

objava na spletni strani

mapa strokovne sekcije

drugo: _____

Klas. znak 711

Original dokumenta se nahaja v IS. Vse natisnjene kopije se smatrajo kot informativne in ne podležejo sistemu sprememb.